

# Safe-T-Pro Plus

Submitted by Superadmin on October 18, 2016 - 3:55pm

Un sistema de punción profesional con 3 niveles ajustables de profundidad.

Posee varias características que hacen que el dispositivo de punción Accu-Chek® Safe-T-Pro sea particularmente beneficioso. Este dispositivo de punción se utiliza una sola vez, entregando seguridad e higiene al paciente.

Product Image:



Product Hero:

Main title:

Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus

Hero product image:



Content Position:

Content on left and image on right

Background Color Position:

Right to left

Product Hero description:

Hero Area Background color:

#785bbd

#a087dc

Button text color:

#ffffff

Button border color:

#ffffff

Hero Area Background Type:

Color

Link is:

Internal Link

Button title:

Aprende Más

Component:

Component title:

Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus

Component icon:



Content title:  
Características  
Short description:

Description:

- 3 niveles ajustables de profundidad permiten tomar una muestra de sangre según las condiciones de la piel del paciente
- Cada nivel de profundidad queda fijo y no puede deslizarse ni salirse de lugar una vez que fue seleccionado
- Corte de aguja y diámetro de aguja biselados
- Apto para utilizar en adultos, menores de 1 año y recién nacidos
- Diseñado para un solo uso y así evitar la contaminación cruzada
- La tecnología *Safe-T* garantiza que la aguja quede siempre almacenada en el cartucho de manera segura y que no se produzcan punciones accidentales
- La retracción automática de la aguja luego de utilizar el dispositivo elimina el riesgo de que se produzcan lesiones y contaminación cruzada

- Luego de realizar la punción, se desecha el dispositivo entero

Background image:



Component Left Content:

Display Heading:

Uso profesional

Display value:

Apto para personas zurdas y diestras

Display Heading:

Higiénico

Display value:

Luego de un único uso, se desecha el dispositivo de punción completo

Component Heading Right:

Especificaciones

Additional Specs:

Display Heading:

Desechable

Display value:

Un solo uso

Display Heading:

Nivel ajustable de profundidad

Display value:

Sí

Display Heading:

Niveles de profundidad de penetración

Display value:

Bajo (marca corta) - 1,3mm

Medio (marca media) - 1,8mm

Alto (marca larga) - 2,3mm

Display Heading:

Corte especial de la aguja

Display value:

3 niveles de corte tribiselado

Display Heading:  
Aguja siliconada  
Display value:

Sí

Display Heading:  
Diámetro de la aguja  
Display value:

0,63 mm (23 G)

Display Heading:  
Retracción automática de la aguja  
Display value:

Sí

Display Heading:  
Reconocimiento de dispositivo usado  
Display value:

Sí

Display Heading:  
Esterilidad  
Display value:

Hasta 4 años (fecha de vencimiento en la caja)

Display Heading:  
Accesorios  
Display value:

Presentación de lancetas Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus:

- Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus x 200

Other features title:  
Utilización  
Other features content:

### **Prueba sencilla en 3 pasos:**

1. Gire la tapa de esterilidad y quítela.
2. El ajustador de profundidad de la penetración está pre-definido en el nivel medio. Gire el ajustador de profundidad de la penetración hasta alcanzar la profundidad deseada. Los 3 niveles de profundidad de punción son fáciles de identificar ya que presentan una marca corta, otra media y otra larga.
3. Sostenga el dispositivo de punción con los dedos índice, mayor y pulgar. El dispositivo se sostiene cómodamente en sus dedos, ya sea zurdo o diestro. Presione el dispositivo de punción con firmeza sobre el sitio elegido para realizar la punción. Utilizando el pulgar, presione el botón de mando completamente hasta el fondo. Remueva el dispositivo de la zona de punción y

deséchelo.

### [Uso fácil Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus](#)

**Para más información de cómo usar el monitor, por favor leer el manual de Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus o llámanos al 800 471 800.**

Content Position:

Left

Button text:

Ver detalles del producto

Button text color:

#ffffff

Button border color:

#ffffff

Gradient Color Position:

Left to right

Product Category:

[Dispositivos de Punción](#)

Related Products:

Performa

Brand Name:

Accu-Chek®

Short description:

El dispositivo de punción 3 en 1

Title:

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus

Support Image:



Product Support:

Yes

Product manual:

Detail Page

Product bar color:

#785bbd

Support hero area color:

#785bbd

#a087dc

Support hero area type:

Color