

Combo

Submitted by Superadmin on October 18, 2016 - 5:11pm

Imagina un control más completo de la diabetes en la palma de su mano

Hemos creado un monitor de glucosa en sangre interactivo con un microinfusor de insulina para proporcionarles una libertad superior que se adapta a tu ritmo de vida. Es totalmente discreto, personalizable según tus necesidades y fácil de utilizar, y cabe en la palma de tu mano.

- Conectividad con la tecnología inalámbrica Bluetooth®: El monitor de glucosa en sangre interactúa a distancia (máxima de 2 metros) con el microinfusor de insulina.
- Comunicación interactiva de doble dirección: La información fluye entre el monitor de glucosa en sangre y el microinfusor de insulina automáticamente o cuando decidas, dependiendo de tus necesidades.
- Calculadora para dosis de bolo integrada al monitor de glucosa, permite personalizarla según tus necesidades y el asesoramiento de tu médico especialista.
- Diario electrónico: Almacena información fundamental en un solo dispositivo.

Product Image:



Product Hero:

Main title:

Accu-Chek® Combo

Hero product image:



Content Position:

Content on left and image on right

Background Color Position:

Right to left

Product Hero description:

Hero Area Background color:

#00338d

#175cd6

Button text color:

#ffffff

Button border color:

#ffffff

Hero Area Background Type:

Color

Link is:

Internal Link

Attach page:

Anota tu glicemia

Component:

Component title:
Accu-Chek® Combo
Component icon:

Content title:
Características
Short description:

Description:

- **Tecnología inalámbrica Bluetooth® de doble dirección entre los dos dispositivos**- con el monitor Accu-Chek® Performa Combo, podrás controlar a distancia el funcionamiento del microinfusor de insulina y administrar la dosis bolo de insulina de un modo rápido y discreto, además de tener visibilidad total del estado y la actividad del microinfusor de insulina, en la palma de su mano. No necesitará acceder al microinfusor de insulina para ver su estado.
- **Calculadora de dosis bolo** en el medidor Accu-Chek® Performa Combo - Administración de dosis bolo rápida, fácil y discreta con la ayuda de una calculadora de dosis bolo completamente personalizable.
- Múltiples opciones para la **transferencia de datos** con:
 - Programa Accu-Chek® 360°
 - Dispositivo de lectura Accu-Chek® Smart Pix
- **Recordatorios, advertencias y señales de error preconfigurados y personalizables para cambios del nivel de glucosa, obstrucciones del microinfusor y más** - Los recordatorios personalizables y las advertencias acerca del nivel de glucosa le ayudan a gestionar tus dosis diarias de insulina.

Características y ventajas del microinfusor Accu-Chek® Spirit Combo

- **Menús personalizables del microinfusor de insulina** - Los 3 menús (estándar, avanzado, personalizado) le permiten conocer paso a paso su microinfusor de insulina Accu-Chek® Spirit Combo y personalizarlo para su utilización diaria.
- **Botones táctiles**—Permite una administración segura y discreta de dosis bolo de insulina incluso cuando no tiene el medidor a mano. El micro infusor de insulina puede accionarse mediante los botones táctiles llevándolo bajo la ropa.
- **Depósito de insulina con capacidad para 315 U;-** Este cómodo cartucho, fácil de utilizar le ahorra tiempo al no tener que cambiarlo tan a menudo.
- **Ritmo Basal Mínimo por hora (0,05 U/h) administrado en 20 intervalos durante una hora** - Más que suficiente para más del 99% de las personas que necesiten suministro externo de insulina, especialmente si consideramos que el micro infusor de insulina ACCU-CHEK® Spirit Combo puede administrar pequeñas dosis a lo largo de una hora en lugar de administrar

sólo unas pocas dosis.

- **Sofisticada sensibilidad de la alarma antiobstrucciones con una detección después de aproximadamente 0,7h a un ritmo basal de 0,1 I.E. por hora** - La protección contra las obstrucciones garantiza una administración continua y fiable de insulina y ayuda a mejorar el control de la glucosa en sangre al reducir la hiperglicemia provocada por las obstrucciones.
- **Dispositivos negros, elegantes y de diseño ergonómico y cinco fundas de colores de un material similar al de las fundas para iPod®** - Puede escoger entre un diseño clásico o gran variedad de colores para adecuarse a tu personalidad.

Características y ventajas del monitor Accu-Chek® Performa Combo

- **Pantalla a color**- gracias a la pantalla en color, se mejora la calidad gráfica y se ponen de relieve los elementos más importantes.
- **Discreción y comodidad cuando administra la dosis de insulina**;- puede administrar la dosis de insulina dando la orden desde una distancia de 2 metros del microinfusor, gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth®.
- **Puede desplazarse por los 3 niveles del menú gracias a su sencilla interfaz adaptada al usuario** - Su sencillo e intuitivo manejo está diseñado para que tenga más a mano las opciones que utilice más habitualmente y que se sienta más cómodo con la terapia de infusión de insulina
- **Calculadora de dosis bolo en el medidor**- directo e “intuitivo” proceso de cálculo de dosis bolo de insulina desde la medición de glucosa en sangre hasta programar el suministro de insulina
- **Recordatorios personalizables** - para cambiar los equipos de infusión, realizar visitas al médico y análisis, volver a analizar las comidas siguientes y analizar cuando los valores de glucosa en sangre no sean los adecuados
 - **Confianza:** No tendrá que tenerlo todo presente en su cabeza, puede programar los recordatorios en el sistema.
 - **Discreción:** No tendrá la necesidad de tomar su microinfusor para visualizar los recordatorios y actuar en consecuencia.

Background image:



Component Heading Right:

Especificaciones

Additional Specs:

Display Heading:

Microinfusor de insulina Accu-Chek® Spirit Combo

Display value:

Microinfusor de insulina Accu-Chek® Spirit Combo

- **Tamaño:** 82,5 x 56 x 21 mm
- **Peso:**
 - Microinfusor de insulina vacío: aprox. 80 g
 - Microinfusor de insulina con pila, cartucho de plástico y equipo de infusión completo: aprox. 110 g
- **Funda del microinfusor de insulina:**
 - Plástico resistente a golpes y rasguños
 - Todos los bordes redondeados
- **Registros de temperatura:**
 - En funcionamiento: 5°C-40°C
 - Almacenamiento dentro del envoltorio de envío: 5°C-45°C
 - Durante el transporte: -20°C-50°C
- **Humedad del aire (Humedad Relativa):**
 - En funcionamiento: 20%-90%
 - Almacenamiento dentro del envoltorio de envío: 5%-85%
 - Durante el transporte: 5%-95%
- **Altura máxima de funcionamiento:**
 - Hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar
- **Dosis basal:**
 - Mín. = 0,05 U/h, Máx. = 50 U/h
 - Existen 24 dosis basales por hora, ajustables en incrementos de 0,05 (hasta 10,0 U/h)
- **Dosis bolo:**
 - Máx.: 50 unidades de insulina
 - Dosis bolo rápida: ajustable en incrementos de 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 y 2,0
 - Dosis bolo estándar, dosis bolo ampliada y dosis bolo multionda: ajustable en incrementos fijos de 0,1 unidades
 - Duración de dosis bolo ampliada y dosis bolo multionda: ajustable en intervalos de 15 minutos (desde 15 minutos hasta 12 horas)
- **Transferencia de datos:** Interfaz de infrarrojos
- **Resistente al agua:** Protección contra los efectos de la inmersión en agua temporal en condiciones normales (≤ 60 minutos y $\leq 2,5$ metros [8 pies])
- **Tiempo de almacenamiento de datos** La fecha y la hora se almacenan de forma segura en la memoria durante una hora desde el momento en que se quita la pila. El resto de opciones del microinfusor de insulina (dosis basales horarias, contenido restante en el cartucho, incrementos de dosis bolo y menú de usuario activo) y la memoria de acontecimientos (historial de dosis bolo, historial de totales diarios de insulina, historial de dosis basal temporal, historial de alarmas) se guardan independientemente del voltaje de la pila y del tiempo que haya permanecido sin pilas su micro infusor de insulina.
- **Cartuchos de insulina:** Sistema de cartuchos de 3,15 mL de Accu-Chek®
- **Sistemas de seguridad:** Sistema de alarma de texto, acústica y por vibración y microprocesadores duales. Su microinfusor de insulina está controlada por dos microprocesadores. Su concepto de seguridad está basado en que un procesador (procesador supervisor) supervisa al otro (procesador principal). Si existe una falla o defecto en el procesador principal, éste es identificado por el procesador supervisor. Se apaga automáticamente el motor y tiene lugar un "Error E7: ERROR ELECTRÓNICO".

Display Heading:

Monitor de glucosa en sangre Accu-Chek® Performa Combo

Display value:

Monitor de glucosa en sangre Accu-Chek® Performa Combo

- **Pantalla a color**
- **Encendido y apagado automático:**
 - Encendido automático al insertar la tira correctamente
 - Apagado automático después de retirar la tira (2 minutos)
 - Apagado automático a los 2 minutos si no se utiliza el medidor
- **Suministro eléctrico:** 3 pilas alcalinas AAA
- **Condiciones de almacenamiento del medidor:** 10°C a 50°C sin pilas
- **Registro de humedad relativa en funcionamiento:** 10%-90%
- **Capacidad de la memoria:** 1.000 entradas
- **Tamaño:** 94 x 55 x 25 mm
- **Peso:** Aprox. 103 gramos con pilas
- **Puerto de datos:** Puerto de infrarrojos (IR)
- **Principio de análisis:** Electroquímico
- **Codificación:** Chip de codificación universal
- **Promedios de análisis:** 7, 14, 30, 60, 90 días
- **Gestión de datos:**
 - Diario
 - Gráfico de tendencias
 - Informe de objetivos
 - Semana estándar
- **Volúmen de la muestra de sangre:** 0,6 µL
- **Rango de medición:** 10-600 mg/dL
- **Tipos de muestra:** Sangre capilar, venosa, arterial, neonatal
- **Toma de muestra:** Por capilaridad, adecuado para análisis en lugares alternativos de punción
- **Condiciones de almacenamiento:** 2°C-30°C
- **Hematocrito** 20%-70%

Other features title:

Accesorios

Other features content:

	<p>Accu-Chek® PUMP BELLY BELT</p>	<p>Accu-Chek® CINTURON PARA ABDOMEN</p>
---	---	---

	<p>Accu-Chek® PUMP SKIN</p>	<p>Accu-Chek® FUNDA DE SILICONA</p>
---	---------------------------------	---

Por favor, para más información de como utilizar tu sistema Accu-Chek® Combo consulte el manual de usuario o contáctanos a nuestro Servicio Atención al Cliente Accu-Chek® 800 471 800

Content Position:

Left

Button text:

Ver detalles del producto

Button text color:

#ffffff

Button border color:

#ffffff

Gradient Color Position:

Left to right

Product Category:

[Bombas de Insulina](#)

Related Products:

Flexlink

LinkAssist

FastClix

Smart Pix

Brand Name:

Accu-Chek®

Short description:

Un microinfusor de insulina que se mantiene fuera de la vista, pero bajo control, gracias a la comunicación Bluetooth® entre el microinfusor de insulina y el monitor Accu-Chek

Title:

Accu-Chek® Combo

Support Image:



Product Support:

Yes

Product manual:

Detail Page

Product bar color:

#00338d

Support hero area color:

#00338d

#175cd6

Support hero area type:

Color