

# LinkAssist

Submitted by Superadmin on October 18, 2016 - 6:14pm

- Permite la inserción rápida y automática del set de infusión, por medio de un proceso automatizado
- Facilita la inserción en áreas difíciles de alcanzar y se utiliza con una sola mano
- Liberación de seguridad integrada que evita que se produzcan inserciones accidentales
- Diseñado para ser utilizado con el set de infusión Accu-Chek® FlexLink

Product Image:



Product Hero:

Main title:

Accu-Chek® LinkAssist

Hero product image:



Content Position:

Content on left and image on right

Background Color Position:

Right to left

Product Hero description:

Hero Area Background color:

#762282

#9836a6

Button text color:

#ffffff

Button border color:

#ffffff

Hero Area Background Type:

Color

Link is:

Internal Link

Button title:

Aprende Más

Component:

Component title:

Accu-Chek® LinkAssist

Component icon:



Content title:

Características

Short description:

Description:

- Inserción correcta, debido al proceso de colocación automática.
- Rápida, fácil y prácticamente indolora, aún en lugares de inserción de difícil acceso.

Background image:



Component Left Content:

Display Heading:

Set de infusión compatible

Display value:

Accu-Chek® FlexLink

Display Heading:

Ángulo de inserción

Display value:

Perpendicular a 90°

Display Heading:

Contenido

Display value:

1 dispositivo por caja

Component Heading Right:

Especificaciones

Additional Specs:

Display Heading:

Set de infusión compatible

Display value:

Accu-Chek® FlexLink

Display Heading:

Ángulo de inserción

Display value:

Perpendicular a 90°

Display Heading:

Accesorios

Display value:

- Accu-Chek LinkAssist (Dispositivo para inserción de aguja)
- Manual de Uso

Other features title:

Utilización

Other features content:

1. Lávate las manos antes de manipular el producto. Elige el sitio de punción en zonas donde no existan cicatrices, lesiones, lunares solevantados, además debe estar separado al menos a una distancia de dos dedos del último sitio de punción.
2. Prepara el sitio de inserción de acuerdo a las instrucciones de tu equipo de salud. Deja que el

sitio de inserción se seque antes de colocar la cánula Accu-Chek® FlexLink, en caso de lavar previamente la piel.

3. Baja la parte azul del dispositivo quedando la parte gris dentro de la parte azul. Este paso bloquea, para tu seguridad, el dispositivo.
4. Mantén la cánula desde su cubierta azul apuntando hacia arriba y colócala en la apertura de Accu-Chek® Linkassist (dispositivo de inserción), hasta que se escuche un click. Retira con cuidado la tapa transparente protectora de la aguja (guía) y saca las dos piezas adhesivas del parche.
5. Sostén la base del Accu-Chek® Linkassist, de color gris, firmemente en una mano y con la otra mano presiona la parte azul hacia arriba hasta que suene un click. Sosteniendo desde la parte gris elige el lugar de inserción de la cánula.
6. Cuando el Accu-Chek® LinkAssist (dispositivo de inserción) este en contacto con la piel, desbloquea el candado de seguridad, a la posición de candado abierto y pulsa el botón para la inserción de la cánula.
7. Fija el adhesivo del parche con tus dedos para que mantenga un contacto firme con tu piel. Desliza presionando desde los laterales la carcasa azul para poder retirarla.
8. Retira con suavidad la aguja (guía), asegúrate de eliminarla en un lugar seguro (dispositivo cortopunzante).
9. Conecta de forma firme el catéter al cartucho (reservorio) de insulina, como está indicado en el manual del microinfusor de insulina. Realiza el proceso de cebado hasta que gotas de insulina aparezcan en el otro lado del catéter. Verifica que no queden burbujas de aire en el cartucho y en el catéter. Conecta el catéter con la cánula que acabas de insertar y escuchará un click cuando este correctamente conectado. Ceba el recorrido de la cánula programando una dosis bolo de 0,5 de insulina (U-100). Ahora puedes poner en funcionamiento tu microinfusor de insulina Accu-Chek® Combo.

**Por favor, para más información acerca de cómo utilizar tu Accu-Chek® LinkAssist, consulte el manual del usuario de Accu-Chek® LinkAssist o llámenos al 800 471 800.**

Content Position:

Left

Button text:

Ver detalles del producto

Button text color:

#ffffff

Button border color:

#ffffff

Gradient Color Position:

Left to right

Product Category:

[Set de infusión](#)

Related Products:

Flexlink

Combo

Brand Name:

Accu-Chek®

Short description:

Accu-Chek® LinkAssist es un dispositivo para la inserción automática de la cánula del set de infusión Accu-Chek® FlexLink y logra una inserción fácil, controlada y virtualmente sin dolor.

Title:

Accu-Chek LinkAssist

Support Image:



Product Support:

Yes

Product manual:

Detail Page

Product bar color:

#762282

Support hero area color:

#762282

#9836a6

Support hero area type:

Color