


Higiénico y Seguro

- Manejo fácil y seguro por su diseño ergonómico en forma de T
- Mecanismo de seguridad incorporado que garantiza la remoción segura de la tapa
- Eliminación sin riesgo de accidente cortopunzante en el personal que la utiliza
- Se encapsula después de su uso, sin riesgo de contaminación cruzada



Certificada para uso en neonatos y menores de un año⁽²⁾

- Adecuada para neonatos por su profundidad preestablecida de 1,5 mm
- Aguja delgada tribiselada y recubierta con silicona que permite obtener una muestra de sangre suficiente de manera fácil y prácticamente sin dolor

Referencias:

(1) Manual de Producto Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno

(2) Inserto de Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno V5-0; 2015