



Seguro

- Manejo fácil y seguro por su diseño ergonómico en forma de T
- Tapa de esterilidad y mecanismo de seguridad incorporado para garantizar su uso único
- Eliminación sin riesgo de accidente cortopunzante en el personal que la utiliza



Certificada para uso en neonatos y menores de un año⁽²⁾

- 3 opciones de profundidad ajustables en un solo dispositivo
- Aguja delgada tribiselada y recubierta con silicona para una punción suave



Higiénico

- Se encapsula después de su uso, sin riesgo de contaminación cruzada

Referencias:

(1) Manual de Producto Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus

(2) Inserto de Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus V5-0; 2015